


# U-ECA BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Einrichtung ist mit einer UIS-Optik (Universal Infinity System) ausgestattet. Sie wird für den Vergrößerungswechsel zwischen 1X und 2X verwendet und dient der Auswahl des Bildausschnitts für die Mikrofotografie usw.

## 1 Außenansicht

Aufnahme für den Beobachtungstubus



Vergrößerungswahlschalter

Eingeschoben: 1X  
Herausgezogen: 2X

## 2 Installation

Der Vergrößerungswechsler wird wie ein Beobachtungstubus am Mikroskopstativ angebracht.

Dabei kann der Vergrößerungswahlschalter je nach Bedarf nach vorne, nach links oder nach rechts weisen.

### Geeignete Mikroskope

- Mikroskope der Serie BX. Bei Verwendung der Modelle BX40CY bzw. BX60 kann kein weiterer Zwischenadapter angebracht werden.
- Mikroskope der Serie BX2 mit Ausnahme von Modell BX45, das ungeeignet ist.

### Geeignete Beobachtungstuben und Zwischenadapter

- U-BI30/BI30-2, U-TR30/TR30-2: Es kann ein weiterer Zwischenadapter verwendet werden.
- U-TBI-2/U-TBI-3: Es kann kein weiterer Zwischenadapter verwendet werden.

## 3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung

- Bei jeder Vergrößerungsstufe erneut scharfstellen.
- Bei stark reflektierenden oder kontrastreichen Objekten können Störbilder auftreten.

