

Come abilitare il software di analisi delle particelle

Il presente manuale di istruzioni spiega come abilitare il software di analisi delle particelle.

NOTA

Accedere a Windows con l'autorizzazione di amministratore.

NOTA


Uscire da tutte le applicazioni in esecuzione prima di abilitare il software di analisi delle particelle.

Inoltre, uscire dalle applicazioni residenti, come il software antivirus.

NOTA

Collegare la chiave di licenza USB del software di base DSX10-BSW alla porta USB del PC prima di abilitare il software di analisi delle particelle e non estrarre con alcun mezzo fino al completamento di questa operazione.

1. Inserire il supporto "DSX10-ASW-PAM" sull'unità disco del PC.
2. Fare clic su "DSX10-ASW-PAM.exe" o "DSX10-ASW-PAM" nel supporto tramite Esplora risorse.



3. Viene visualizzato il seguente messaggio.
"Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]"
Per abilitare questa opzione, inserire "y" dalla tastiera e premere il tasto ENTER.

```
Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]:
```

NOTA


Quando viene visualizzato un messaggio come "Particle analysis is currently enabled.", l'analisi delle particelle è già stata abilitata.

Chiudere il prompt dei comandi con il pulsante <Close> nell'area in alto a destra della schermata del prompt dei comandi. Non sono necessarie ulteriori procedure.

4. Se l'abilitazione dell'opzione di analisi delle particelle è riuscita, viene visualizzato il seguente messaggio.
"Particle analysis has been enabled"
"Press ENTER to exit:"

```
Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]: y  
Particle analysis has been enabled  
Press ENTER to exit:
```

5. Avviare il software di base DSX10-BSW.
6. Fare clic sul pulsante [Measurement] **A** sul menu in alto, quindi fare clic sul pulsante [Measurement] **B**.



7. Controllare che la funzione "Particle analysis" sia stata abilitata.



L'operazione è ora completata.

Riferimento:

Il software di analisi delle particelle può ancora essere utilizzato per 90 giorni, inclusa la data di attivazione, anche se la chiave di licenza USB viene rimossa dal PC.

Se si supera la data di scadenza dell'utilizzo del software di analisi delle particelle senza la chiave di licenza USB, collegare la chiave di licenza USB alla porta USB del PC, quindi riavviare il software di base DSX10-BSW.

- Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Altri nomi di società e di prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.



EVIDENT CORPORATION