

Kufr na endoskop IV9635X1N

MAJ-2501

1 *Určené použití*

Tento kufr na endoskop je určen k použití v kombinaci s endoskopickou jednotkou IPLEX NX. Další informace naleznete v návodu k výrobku IPLEX NX.

2 *Obsah balení*

Základní těleso kufru na endoskop 1 Návod k obsluze (tento leták) 1

Porovnejte všechny položky obsažené v balení se součástmi uvedenými výše. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti o použitelnosti hlavního tělesa nebo příslušenství, nepoužívejte je. Obráťte se na společnost EVIDENT.

3 *Specifikace*

Položka	Specifikace
Rozměry	455 (Š) × 185 (V) × 330 (H) mm
Hmotnost	2,2 kg

4 *Opatření při manipulaci*

- Nedržte ani nepoužívejte kufr na endoskop s otevřeným víkem.

5 *Opatření při skladování*

- Nevystavujte optický adaptér vysokým teplotám, vysoké vlhkosti, přímému slunečnímu záření ani radioaktivním paprskům.

6 *Odstraňování závad a opravy*

- V případě podezření i na sebemenší problém neprodleně kontaktujte společnost EVIDENT.



Číslo výrobku: CZ-702644

Manufactured by
EVIDENT CORPORATION
 6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0495, Japan

Distributed by
EVIDENT EUROPE GmbH
 Caffamacherreihe 8-10, 20355 Hamburg, Germany

Příslušenství k průmyslovým endoskopům

Pokyny k balení

