

Vanta GXの概要

EVIDENT


金、貴金属ジュエリー、コイン、その他の貴重品は、Vanta GX貴金属分析計を使用すれば確かな売買が可能になります。正確で使いやすく非破壊式の分析計は、金、銀、プラチナ、パラジウム、その他の貴金属の純度を数秒で判定します。

- 信頼できる高度な分析方法で貴重品を傷つけずに検査
- ボタンを押すだけの簡単操作で結果が表示され、その場で実用的な情報を取得
- 偽造品判別用の金めっきアラート機能を内蔵

元素

以下をはじめとする最大27元素を検出

- Ag (銀)
- Au (金)
- Pt (プラチナ)
- Pd (パラジウム)



用途

- 質業
- 貴金属買取店
- 宝飾店



装置の特長

- 軽量でコンパクト
- 開けやすい蓋
- 観察ウィンドウ
- 測定中はライトが点灯
- 鮮明なタッチスクリーン
- データ転送用USBポート
- 安全ロック
- 18V電源
- PCソフトウェア
- ウェブユーザーインターフェース