

Vanta GX简介

EVIDENT

使用Vanta GX贵金属分析仪可放心地买卖黄金、珠宝、钱币和其他贵重物品。该分析仪结果准确,易于使用,且无破坏性,可在几秒钟内验证金、银、铂、钯和其他贵金属的纯度。




- 采用值得信赖的精密分析技术以无损方式检测珠宝
- 对于陈列室中的展品,只需按一下按钮就可以获得答案,节省了时间
- 提供镀金警报,可发现假冒物品

元素

可探测的元素达27种,包括:

- Ag 银
- Au 金
- Pt 铂
- Pd 钯



应用

- 典当行
- 现金黄金兑换行业
- 珠宝店

仪器特性

- 轻盈小巧
- 盖子易于打开
- 观察窗口
- 检测时LED灯会点亮
- 清晰、明亮的触摸屏
- 用于数据传输的USB端口
- 舱盖锁定机构
- 18 V电源连接
- PC机软件
- 网络用户界面