

L'analyseur Vanta GX en bref

EVIDENT

Achetez et vendez de l'or, des bijoux, des pièces de monnaie et d'autres objets de valeur en toute confiance grâce à l'analyseur de métaux précieux Vanta™ GX. Précis, facile à utiliser et non destructif, cet analyseur détermine les niveaux de pureté de l'or, de l'argent, du platine, du palladium et d'autres métaux précieux en quelques secondes.






- Effectue des analyses complexes et fiables pour déterminer la teneur de certains éléments dans les bijoux sans endommager ceux-ci
- Fournit des résultats à la pression d'un bouton, ce qui se traduit par un gain de temps dans la salle d'exposition
- Comprend une alerte de placage d'or qui permet de déceler les contrefaçons

Éléments

Il peut détecter jusqu'à 27 éléments, dont les suivants :

- Argent (Ag)
- Or (Au)
- Platine (Pt)
- Palladium (Pd)



Utilisations

- Prêteurs sur gages
- Acheteurs d'or
- Bijouteries

Caractéristiques de l'appareil

- Léger et compact
- Couvercle facile à ouvrir
- Fenêtre de visualisation
- Témoins qui s'allument pendant l'analyse
- Écran tactile clair et lumineux
- Ports USB pour le transfert de données
- Système de verrouillage du couvercle
- Tension d'alimentation de 18 V
- Logiciel pour ordinateur
- Interface utilisateur Web